



LibreView¹ mit dem FreeStyle Libre Lesegerät nutzen



Wenn Sie ein FreeStyle Libre Lesegerät nutzen, müssen Sie zunächst ein Patientenkonto anlegen, um anschließend Ihre Daten manuell hochladen zu können.

1. LibreView Patientenkonto anlegen

- Geben Sie **www.LibreView.com** in Ihren Browser ein, klicken Sie auf „**Registrieren**“ und wählen Sie die obere Box „**LibreView Konto**“ aus.
- Nun werden Sie durch den Registrierungsprozess geführt.
- Um die Registrierung abzuschließen, erhalten Sie eine **E-Mail mit Ihren Zugangsdaten** an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.
- Folgen Sie den Schritten in der E-Mail.
- Anschließend gelangen Sie zurück zur Startseite und klicken dort auf „**Anmelden**“.

LibreView Konto

2. Einmalig Gerätetreiber installieren

- Wenn Sie **zum ersten Mal** Daten von einem Messgerät hochladen, werden Sie aufgefordert, die **LibreView Gerätetreiber Software** zu installieren* – dies kann einige Minuten dauern. Pro Computer ist diese Installation nur einmalig notwendig.



3. Daten hochladen

- Schließen Sie Ihr Messgerät über das mitgelieferte **Kabel** an Ihren Computer an.
- LibreView verbindet sich mit dem Messgerät – klicken Sie auf „**Messgerätedaten hochladen**“.²
- Folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre vollständigen Berichte anzeigen zu lassen.

Hinweis: Bitte deaktivieren Sie die Autostart-Funktion Ihrer FreeStyle Libre Desktop-Software.




FreeStyle
Libre 2

LibreView



life. to the fullest.

Abbott

*Für die Installation der Treiber werden Administratorrechte benötigt.



Sobald Sie erfolgreich in Ihrem LibreView Konto angemeldet sind, können Sie Ihre Daten teilen.

Folgen Sie dazu der Einladung Ihres Praxisteam oder laden Sie selbst zum Daten teilen ein.

Reports freigeben:

- Bitten Sie Ihren Arzt um seine LibreView Praxis-ID*.
- Öffnen Sie in Ihrem LibreView Konto das Hauptmenü in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms.
- Klicken Sie auf „**Kontoeinstellungen**“ und wählen Sie „**Meine Praxen**“.
- Tragen Sie unter dem Punkt „**Mit einer Praxis verknüpfen**“ die Praxis-ID ein und klicken Sie auf „**Hinzufügen**“ – Sie können Ihr Konto mit mehreren Praxen verknüpfen.
- Um eine Praxis aus Ihrem Konto zu löschen, klicken Sie auf „**Entfernen**“ – diese Praxis kann Ihre Daten dann nicht mehr einsehen.
- Ihr behandelnder Arzt kann Ihnen auch eine Einladung zum Teilen Ihrer Daten senden, wenn Sie ihm Ihre E-Mail-Adresse mitteilen.



Praxis-ID:

Praxiskontakt:



life. to the fullest.

Abbott

*Bei der Praxis-ID handelt es sich um einen eindeutigen 8- bis 16-stelligen Code. Dieser Code wird erzeugt, sobald Ihr Arzt bzw. jemand aus dessen Praxisteam die Praxisfunktion des LibreView-Fachkreise-Kontos aktiviert. Wenn Ihrem Arzt seine LibreView Praxis-ID nicht bekannt ist, kann er diese nach Anmeldung im LibreView-Fachkreise-Konto im Bereich der Praxis-Informationen abfragen.

1. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. entwickelt wurde und bereitgestellt wird. 2. Die LibreView Daten werden in ein virtuelles nicht öffentliches Netzwerk übertragen und auf einer SQL-Server-Datenbank gehostet. Die Daten sind auf Dateiebene verschlüsselt. Die Verschlüsselung und Art der Schlüsselspeicherfunktionen verhindern, dass der Cloud-Hosting-Anbieter (Amazon Web Services) die Daten einsehen kann. Bei Nutzung von LibreView in Deutschland werden die Daten auf Servern in der EU gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer-Account ist passwortgeschützt.

Das Lesegerät der FreeStyle Libre Messsysteme ist sowohl in mg/dL als auch mmol/L erhältlich. FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott Diabetes Care Inc. in verschiedenen Ländern. Sonstige Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.